




BIOPTRON® 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

Ф И Л Ь Т Р Ы

РУССКИЙ (RU)



1



2



3



4

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Разместите прибор BIOPTRON с выбранным фильтром на расстоянии 10 см от поверхности, на которую осуждается воздействие (Рис. 1).

1). При наличии обширных участков, превышающих диаметр цветного фильтра, прибор следует направлять на каждый участок поочередно в соответствии с рекомендуемым временем.

СПОСОБ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА

Осторожно, без усилий снимите фильтр, который необходимо заменить (Рис. 2), и вставьте необходимый цветной фильтр, как показано на Рис. 3. При смене фильтра необходимо держать внешнее кольцо фильтра, а не линзы.

СПОСОБ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА (Рис. 4)

1. Снимите фильтр с прибора, держась за внешнее кольцо фильтра.
2. Используйте мягкую влажную неволокнистую ткань во избежание царапин на стеклянной поверхности.
3. Протрите фильтр другой неволокнистой тканью.

ГАРАНТИЯ:

- 5 лет гарантии при использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности
- Настоящая гарантия распространяется на дефекты материала и заводской брак
- Настоящая гарантия не распространяется на косметические дефекты вследствие естественного износа, не влияющие на характеристики продукта, или на повреждения, вызванные его ненадлежащим использованием.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Запрещается использование химических веществ (например, изопропилового спирта) для очистки внутренней или внешней стороны стеклянной поверхности и кольца фильтра.
2. Следует хранить фильтр в защитном чехле во избежание скопления пыли и изменения цвета из-за воздействия солнечных лучей.
3. Следует осторожно обращаться с фильтром, т.к. он изготовлен из хрупкого стекла!
4. Потребителю запрещается извлекать линзы фильтра.



PMD-ME145-22-RU
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

РУССКИЙ (RU)